


Snabbguide

På / Välj program / Av

Det är viktigt att informera personen som sitter i gungstolen om vad som kommer att hända. Det skapar trygghet. Låt personen sitta kvar en stund efter avslutat program.

- Knappen POWER på 1 (stolens högra sida) 
- Aktivera fjärrkontrollen med ett lätt tryck (blått ljus tänds)
- Välj program (stoppa program med på/av nere till höger)
- Gör ev. justeringar enligt nedan

Viktigt

Övre sidan av fjärrkontrollen ska peka mot stolen för att funktionerna ska aktiveras.

Program

Comfort (försiktig avslappning)

- Gungar sakta och försiktigt
- Ryggstödet är i sittande läge under hela programmet
- Ingen musik
- Varaktighet 2 timmar

Refresh (återhämtning)

- Startar i sittande läge
- Ryggstödet går bakåt i 5 steg (**kan upplevas som obehagligt för demenssjuka**)
- Musiken startar automatiskt
- Taktill stimulering i ryggen
- Varaktighet 20 min.

Relax (djup avslappning)

- Ryggstödet sänks sakta och försiktigt
- Lugn gungning
- Musiken startar automatiskt
- Taktill stimulering i ryggen
- Varaktighet 20 min.
- Ryggstödet höjs inte automatiskt vid programmets slut utan görs sedan manuellt med på/av

Funktioner

Bass

- Sitter på ryggens nedre del
- Ger god taktill stimulering
- Justera med +/-

Volume (lugnande musik)

- Reglera musikvolymen +/-

Recline (ryggstödsinkel):

- Upp/ner

Swing (gunghastighet):

- 3 lägen
- Justera med +/-



På/av



Stolens programväljare kan användas om fjärrkontrollen inte är tillgänglig:

- 1 tryck för att starta "Relax"
- 2 tryck för "Refresh"
- 3 tryck för "Comfort"
- 4 tryck för att stänga av stolen

Stolen har en AUX-ingång för externa ljudkällor tex smartphones och mp3-spelare.



Stolens armstöd skapar skydd och trygghet för användaren.

Armstöden har 4 låsbara inställningar. Lyft, vrid och sänk till 0°, 30°, 60° eller 90° från stolen.

Stolens fotstöd ställs manuellt in genom att det höjs till önskat läge. Om fotstödet höjs helt kan det sänkas till initialläget.



Stolen har 4 låsbara hjul som låses med ett enkelt tryck. Hjulen kan rotera 360 grader för enkel placering.



Gungstolen är klädd i konstläder. Vi rekommenderar att du använder ErgoNovas rengöringsmedel. Stolen kan även rengöras med en fuktig trasa och mildt och utspätt rengöringsmedel. Torka efter med våt trasa och enbart vatten. Använd aldrig sprit, alkohol, bensin eller liknande.

Sidoskydden och det avtagbara inkontinensskyddet är av typen StamSkin Top. Det är en komposittextil (100% återvinningsbar). Skyddet är vattentätt och antibakteriellt behandlat. Rengörs med tvålatten och eftertvättas med rent vatten.

